



Révision: Novembre 2020 37391/3920

*Le matériau de rebasage souple permanent  
qui sera la solution à vos problèmes !*

Vous désirez d'excellents résultats à tout coup avec vos prothèses avec bases molles?

Alors, il est important de prendre le temps de bien lire les instructions avant de procéder et ensuite de les suivre à la lettre.

[www.easysoftliner.com](http://www.easysoftliner.com)

## MISES EN GARDE

Veillez noter : Afin d'obtenir une bonne liaison entre la base prothétique et Easysoftliner, il est requis d'utiliser l'adhésif/agent de liaison conjointement avec une base prothétique en PMMA (Poly méthacrylate de méthyle). Si vous ne savez pas si la base prothétique contient du PMMA, il est recommandé de vérifier la liaison avant de l'utiliser. Dans certains cas où le contenu de PMMA dans le matériau de la base prothétique est faible, il est recommandé d'augmenter le temps de liaison à 2 heures dans l'eau à une température de 50°C/120°F.

- Il est important de refermer le bouchon de la bouteille d'adhésif EasySoft liner<sup>MD</sup> immédiatement après l'usage.
- N'utilisez pas EasySoftliner<sup>MD</sup> en tant que matériau d'empreinte.
- Ne pas utiliser les produits EasySoftliner<sup>MD</sup> avec d'autres matériaux de rebasage, silicones de scellement ou adhésifs.

## PRÉCAUTIONS

- Il est possible que certaines personnes sensibles aient des réactions allergiques au produit.
- Ne pas laisser dans la bouche d'un patient du matériau EasySoft liner<sup>MD</sup> qui n'est pas rattaché à une prothèse dentaire.
- Les taches produites par ce matériau ne partent pas même avec un nettoyage à sec.
- Certains anesthésiques locaux et rince-bouches, certaines solutions hémostatiques, ainsi que le peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) peuvent empêcher le durcissement du matériau.

## COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES MATÉRIAUX

- Il est important de ne pas contaminer EasySoft liner<sup>MD</sup> (silicone de type « A ») avec d'autres matériaux à base de polyéther.
- Lorsque vous utilisez des acryliques qui n'ont pas une base en acrylique PMMA (polyméthacrylate de méthyle), comme par exemple les acryliques micro-ondes, il est important de s'assurer que le lien entre l'acrylique et EasySoft liner<sup>MD</sup> se fasse bien. Assurez-vous d'immerger la prothèse pour la cuisson dans de l'eau à une température de 50°C / 120°F pendant 2 heures.
- Comme c'est le cas avec tous les silicones de type « A », certains gants d'examen peuvent endommager le catalyseur, qu'ils aient un contact direct ou indirect avec le silicone. Ceci pourrait empêcher la réaction de se faire et donc empêcher le matériau d'atteindre sa dureté finale.

## DONNÉES TECHNIQUES

Temps de travail :	2 minutes et 15 secondes
Temps de prise intra-orale :	3 minutes 15 seconds
Temps de prise complète :	5 minutes et 30 secondes
Changement dimensionnel linéaire :	- 0.20%
Déformation élastique :	99.5%
Dureté Shore-A (24 heures) :	28
Durée de conservation :	36 mois
Température d'entreposage :	10 - 25°C / 50 - 77°F (ne pas réfrigérer)

## INDICATIONS

- EasySoft liner<sup>MD</sup> peut être utilisé de façon indirecte (en laboratoire) ou de façon directe (à la chaise) pour la fabrication d'un coussin souple sur l'intrados d'une prothèse dentaire amovible. EasySoft liner<sup>MD</sup> est recommandé car :
- pour la réalisation de rebasages souples de longue durée.
  - pour assurer la compensation au niveau de zones muqueuses à résiliences variables.
  - pour soulager les arêtes osseuses vives.
  - pour soulager la zone opératoire après la pose d'implants.
  - pour le rebasage de prothèses transitoires.
  - pour mettre en condition la muqueuse en cas de stomatite prothétique.
  - pour la réalisation et le rebasage d'obturateurs

## PRUDENCE

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

### LES CONSEILS D'ENTRETIEN DE LA PROTHÈSE REBASÉE SE TROUVENT SUR CETTE INFORMATION POUR LA MISE EN ŒUVRE.

- Ne pas laisser de résidus à l'intérieur de la gouttière ou de la cavité buccale.
- Ne pas avaler ce matériau ! Après ingestion par mégarde : consulter un médecin en cas de problèmes, notamment ceux persistants.
- Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec les yeux : rincer immédiatement et avec précaution au moyen d'un produit oculaire ou avec de l'eau. Consulter un médecin en cas de problèmes notamment ceux persistants.
- Ce produit n'entraîne normalement pas de réactions allergiques ; néanmoins, une réaction de type allergique ne peut pas être exclue chez les personnes sensibles.
- Chez les patients ayant un système immunitaire affaibli, en cas de présence de diverses maladies de base (par exemple le diabète) ou d'administration de médicaments comme les antibiotiques ou la cortisone, on a pu observer, dans de rares cas, une colonisation du rebasage encore mou par des micro-organismes (par exemple Candida albicans). Lors d'un renouvellement du rebasage de prothèse, il faudrait alors renoncer dans ces cas à un rebasage restant mou, parce qu'au cas où l'état du patient est inchangé, une nouvelle colonisation par les micro-organismes est probable.
- En cas d'une hygiène buccale et de soins insuffisants de la prothèse rebasée on observe une colonisation plus marquée des micro-organismes et la formation d'une stomatite de prothèse.
- Bien informer le patient des mesures d'hygiène bucco-dentaire à respecter et lui remettre le manuel d'entretien contenu dans le coffret de base.
- Avant l'utilisation de EasySoft liner<sup>MD</sup>, des solutions usagées (par exemple solutions de rétraction, solutions de rinçage buccal) peuvent perturber la réaction de liaisons du matériau d'empreinte et doivent être éliminés par une pulvérisation et un séchage soignés. Si le port de gants est prévu lors de la mise en œuvre du matériau, ces derniers devraient être contrôlés en termes de compatibilité par un essai correspondant.
- Certains types de gant peuvent porter atteinte à l'activité du catalyseur.
- Meuler largement le silicone de rebasage avant une éventuelle correction et apposer une nouvelle fois du EasySoft liner<sup>MD</sup>. N'enduire ensuite deux fois d'adhésif que les surfaces de résine dénudées.
- Respecter les mesures de sécurité habituelles lors de l'utilisation de produits chimiques.
- Pour éviter une pollution de l'environnement, ne pas jeter les résidus dans les canalisations ou dans les égouts.
- Evitez le contact avec les vêtements car le matériau ne peut pas être éliminé par nettoyage chimique.

## MODE D'EMPLOI

### PROCÉDURES AVEC L'UTILISATION D'UNE PRESSE À REBASAGE (RELINÉ JIG)

#### 1<sup>ER</sup> ÉTAPE

- Procéder à la désinfection de l'empreinte avec un produit approprié.
- Couler le modèle avec une pierre de haute qualité, idéalement une pierre de type IV mélangée sous-vide.
- Placer le modèle sur la presse à rebasage.

#### 2<sup>E</sup> ÉTAPE

- Quand la pierre a durci, retirer la prothèse de la presse à rebasage et EasySoft liner<sup>MD</sup>.

**EasySoft liner<sup>MD</sup> requiert une épaisseur minimale de 1 mm pour créer un bon lien avec la base de la prothèse. L'épaisseur idéale pour le confort du patient est de 2 à 3 mm.**

#### 3<sup>E</sup> ÉTAPE

- Une fois l'intrados et les rebords périphériques de la prothèse dégrossis et dépolis, nettoyer la prothèse avec du monomère et ensuite la replacer sur la presse à rebasage.
- Appliquer un séparateur à prothèse (qui forme un microfilm) sur la pierre. Attendre que le séparateur soit bien sec avant de continuer.  
N.B. – Il est recommandé à ce stade-ci d'appliquer du monomère sur la base de la prothèse afin d'éliminer l'huile provenant des mains et les saletés. Toutefois, il est important d'attendre quelques minutes avant d'appliquer l'adhésif EasySoft liner<sup>MD</sup> afin de laisser **complètement** sécher le monomère.
- Appliquer l'adhésif EasySoft liner<sup>MD</sup> avec le petit pinceau à l'endroit où sera en suite appliqué EasySoft liner<sup>MD</sup>. Attendre 30 secondes.
- Appliquer une seconde couche au même endroit et attendre que l'adhésif sèche pendant 2 minutes. **NE PAS SÉCHER AVEC UNE SOURCE D'AIR CHAUD** (ex. séchoir à cheveux).

- S'assurer que l'adhésif est appliqué plus loin que les rebords périphériques. Sans adhésif il n'y a pas de lien possible entre EasySoft liner<sup>MD</sup> et la prothèse.
- L'adhésif doit être bien sec avant d'appliquer le matériau EasySoft liner<sup>MD</sup>.

#### 4<sup>E</sup> ÉTAPE

- Appliquer EasySoft liner<sup>MD</sup> uniformément sur la base prothétique ainsi que sur le modèle à l'aide du pistolet distributeur et de l'embout mélangeur.

**CONSEIL :** Afin d'éviter d'introduire des bulles d'air dans le matériau EasySoft liner<sup>MD</sup>, laisser le bout de l'embout mélangeur dans le matériau pendant l'application.

#### 5<sup>E</sup> ÉTAPE

- Refermer la presse à rebasage et la visser pour appliquer une pression.
- Immerger la presse à rebasage dans un pot à pression contenant de l'eau à une température de **50°C / 120°F pour une durée minimale de 35 minutes.**

#### 6<sup>E</sup> ÉTAPE

- Après la cuisson de EasySoft liner<sup>MD</sup>, retirer la prothèse de la presse à rebasage.
- Utiliser des ciseaux bien aiguisés pour couper l'excès de matériau sur les rebords.

Utiliser un instrument rotatif (la fraise EasySoft liner<sup>MD</sup> bur) pour obtenir une jonction nette entre la prothèse et le matériau.

- La finition devrait se terminer avec les disques à polir EasySoft liner<sup>MD</sup>.
- Polir les endroits où l'acrylique de la prothèse est dépoli avec de la pierre ponce (méthode habituelle).
- Nettoyer EasySoft liner<sup>MD</sup> minutieusement avec du savon et de l'eau.

**Avant d'utiliser le scellant, la prothèse doit être exempte de toute pâte à polir.** Si la pâte ne veut pas partir au nettoyage, utiliser le disque à polir EasySoft liner<sup>MD</sup> pour l'enlever.

- Appliquer une mince couche de scellant EasySoft sur les rebords périphériques seulement.
- Il est recommandé de placer une petite quantité de scellant dans un contenant et l'appliquer à l'aide d'un petit pinceau propre.
- Le scellant EasySoft prends 90 secondes à durcir et perd ses propriétés adhésives après 7 minutes.

**Immerger la prothèse dans de l'eau à une température de 50°C / 120°F pour une durée de 30 minutes. Il n'est pas nécessaire de la mettre sous pression.**

**N.B. –** Le scellant de silicone atteint ses propriétés mécaniques finales seulement après avoir été à la température de la bouche pendant 24 heures.

## NOUVELLE PROTHÈSE AVEC UNE BASE MOLLE PROCÉDURES AVEC UNE SEULE MISE EN MOUFLE

#### 1<sup>ER</sup> ÉTAPE

- Lors du cirage final avant la mise en moufle de la prothèse, il est important de s'assurer que l'espace nécessaire pour la base et pour la base molle est adéquat.
- Mettre la prothèse en moufle.
- Quand la pierre a durci, échauder et nettoyer les deux parties du moufle.
- Applique un séparateur à prothèse (qui forme un microfilm) sur les deux parties.
- Attendre que la pierre ait refroidie et que le séparateur soit sec.

#### 2<sup>E</sup> ÉTAPE

- Afin de protéger le modèle pendant la cuisson de la base d'acrylique, il faut appliquer une mince couche de silicone flexible sur toute la surface du modèle.

**L'application de cette couche de matériau de silicone souple est une étape très importante. C'est ce qui permet d'ouvrir le moufle après la cuisson sans briser la pierre. Cela permet de réutiliser le même moufle pour appliquer le matériau Easy Soft liner<sup>MD</sup>.**

- Lorsque le matériau de silicone a atteint son temps de prise, il faut replacer les deux parties du moufle ensemble pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence.
- Presser ou injecter l'acrylique comme d'habitude.
- Procéder à la cuisson et ensuite laisser le moufle refroidir.
- Séparer les deux parties du moufle délicatement. **Il ne faut pas démoufler la prothèse.**

#### 3<sup>E</sup> ÉTAPE

- À cette étape, il est impossible d'enlever la prothèse du moufle sans briser la pierre.
- Meuler ensuite des trous d'une profondeur égale à travers l'espaceur, sur toute la surface de l'intrados, en utilisant une fraise boule de 2 ou 3 mm.
- Les trous devraient être à la profondeur de l'épaisseur désirée du matériau EasySoft liner<sup>MD</sup>.
- Meuler toute la surface de l'intrados en utilisant les trous comme guides de profondeur.
- Nettoyer la prothèse après le meulage afin d'enlever toute saleté et l'huile provenant des mains.

- Appliquer l'adhésif EasySoft liner<sup>MD</sup> avec le petit pinceau à l'endroit où sera ensuite appliqué EasySoft liner<sup>MD</sup>. Attendre 30 secondes.
- Appliquer une seconde couche au même endroit et attendre que l'adhésif sèche **pendant 2 minutes. NE PAS SÉCHER AVEC UNE SOURCE D'AIR CHAUD** (ex. séchoir à cheveux).
- S'assurer que l'adhésif est appliqué plus loin que les rebords périphériques. Sans adhésif il n'y a pas de lien possible entre EasySoft liner<sup>MD</sup> et la prothèse. *L'adhésif doit être bien sec avant d'appliquer le matériau EasySoft liner<sup>MD</sup>.*

#### 4<sup>E</sup> ÉTAPE

- Appliquer une quantité suffisante de EasySoft liner<sup>MD</sup> uniformément sur la base de la prothèse ainsi que sur le modèle.
- Refermer le moufle et le mettre dans la presse (comme si c'était une cuisson régulière), avec assez de pression pour tenir les deux parties du moufle ensemble pendant la cuisson.
- **IL EST IMPORTANT DE NE PAS SÉPARER LES DEUX PARTIES DU MOUFLE APRÈS L'AVOIR REFERMÉ.**
- Immerger les mouffles et la presse dans de l'eau à une température de **50°C / 120°F pour une durée minimale de 35 minutes.**

## PROCÉDURES À LA CHAISE PREMIÈRE APPLICATION

- Nettoyer la prothèse minutieusement avec de l'eau, puis bien l'assécher.
- Réduire l'intrados de la prothèse afin de prévoir l'espace nécessaire pour le matériau EasySoft liner<sup>MD</sup>.
- **EasySoft liner<sup>MD</sup> requiert une épaisseur minimale de 1 mm pour créer un bon lien avec la base de la prothèse. L'épaisseur idéale pour le confort du patient est de 2 à 3 mm.**
- Appliquer une couche d'adhésif EasySoft liner<sup>MD</sup> et attendre 30 secondes.
- Appliquer une seconde couche et attendre qu'il sèche pendant 2 minutes. **NE PAS SÉCHER AVEC UNE SOURCE D'AIR CHAUD** (ex. séchoir à cheveux).
- S'assurer que l'adhésif est appliqué plus loin que les rebords périphériques. Sans adhésif il n'y a pas de lien possible entre EasySoft liner<sup>MD</sup> et la prothèse.
- L'adhésif doit être bien sec avant d'appliquer le matériau EasySoft liner<sup>MD</sup> sur l'intrados de la prothèse.
- Appliquer EasySoft liner<sup>MD</sup> uniformément sur la base prothétique à l'aide du pistolet distributeur et de l'embout mélangeur. (Afin d'éviter d'introduire des bulles d'air dans le matériau EasySoft liner<sup>MD</sup>, laisser le bout de l'embout mélangeur dans le matériau pendant l'application.)
- Insérer la prothèse dans la bouche du patient **immédiatement** après l'application.
- Demander au patient de faire les mouvements fonctionnels afin d'obtenir de belles bordures périphériques.
- **Le temps de prise en bouche est de 5 minutes.**
- Retirer la prothèse de la bouche du patient et l'immerger dans de l'eau à une température de **50°C / 120°F pour une durée de 15 minutes.** Il n'est pas nécessaire de la mettre sous pression. Il est aussi possible de la laisser à la température de la pièce pendant 30 minutes.

**N.B. –** Le scellant de silicone atteint ses propriétés mécaniques finales seulement après avoir été à la température de la bouche pendant 24 heures.

Recommander à son patient d'utiliser une brosse à dents à poils très souples pour nettoyer sa base molle.

**Afin d'assurer une base molle de bonne qualité, le temps de travail et le temps de prise intra-orale doivent être respectés. Le matériau doit être entreposé à une température d'environ 23°C (74°F), sinon le temps de travail et le temps de prise seront affectés.**

## COMMENT RÉPARER EASYSOFT LINER<sup>MD</sup>

**Le matériau EasySoft liner<sup>MD</sup> peut adhérer sans adhésif à du matériau EasySoft liner<sup>MD</sup> qui est déjà sur une prothèse. Par contre, le matériau doit être exempt de saleté, d'huile provenant des mains ou de tout autre contaminant. Il NE FAUT PAS utiliser d'adhésif pour l'ajout de matériau EasySoft liner<sup>MD</sup> sur d'autre matériau EasySoft liner<sup>MD</sup>.**

Pour un ajout de matériau EasySoft liner<sup>MD</sup> à la base prothétique, suivre les instructions mentionnées ci-dessus concernant l'application de l'adhésif.

# Fiche signalétique *EasySoft Liner<sup>MC</sup>*

## 1. Identification de la substance/préparation et du fabricant

### 1.1 Description du produit

Nom commercial :

**EasySoft liner, catalyseur + base**

**EasySoft liner, scellant de silicone catalyseur + base**

### 1.2 Distributeur :

Karlin Dental Distributors Inc. 211 Bowes Rd., Vaughan, Ontario  
L4K 1H8, Canada Tel: 1-877-922-2622 Téléphone: 1-800-661-7429  
Fax:(905)532-0704 <https://www.easysoftliner.com>

## 2. Identification des dangers

Aucun danger particulier à mentionner.

## 3. Composition et renseignements sur les ingrédients

### 3.1 Caractéristiques chimiques:

Catalyseur : polysiloxane de vinyle – matériau de remplissage –  
polyméthylhydrogènesiloxane

Base : polysiloxane de vinyle – matériau de remplissage –  
ppm complexe platine-siloxane

**3.2 Information additionnelle:** Aucune information additionnelle  
étant donné que le produit ne contient aucune substance ou  
composé dangereux.

## 4. Mesures de premiers soins

4.1 Contact cutané : Aucune mesure spéciale nécessaire.

4.2 Contact oculaire : Traitement par un spécialiste de la vue.

4.3 Ingestion: Aucune mesure spéciale nécessaire.

## 5. Mesures de lutte contre le feu

5.1 Agent extincteur :

Eau, mousse, CO<sub>2</sub>, extincteur à poudre chimique.

## 6. Mesures en cas de déversement accidentel

6.1 Méthodes pour le nettoyage et le ramassage :

Ramasser mécaniquement.

## 7. Manipulation et stockage

7.1 Manipulation : Aucune mesure spéciale nécessaire.

7.2 Stockage : Aucune mesure spéciale nécessaire. 18-23°C / 64-74°F  
Ne frigorifiez pas.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection personnelle

8.1 Mesures de protection générales :

Aucune mesure spéciale nécessaire.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Apparence:

État physique : pâte

Couleur : rose

Catalyseur : rose transparent

Base : incolore, transparent

Odour: inodore

9.2 **Densité:** 1,1-1,2 g/cm<sup>3</sup> à 20 °C / 68°F

9.3 **Solubilité dans l'eau:** insoluble

9.4 **pH:** neutre

## 10. Stabilité et réactivité

10.1 Réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse connue.

## 11. Renseignements toxicologiques

11.1 Toxicité orale aiguë : LD50: > 2000 mg/kg rat.

11.2 Irritant cutané : Non irritant

11.3 Irritant oculaire : Non irritant

11.4 Sensibilisation : Non

## 12. Données écologiques

12.1 Précautions environnementales : Do not discharge product  
unmonitored into the environment.

## 13. Méthodes d'élimination

13.1 Produit : Éliminer conformément aux règlements locaux en vigueur  
en matière d'élimination de rebuts.

## 14. Renseignements sur le transport

14.1 Transport terrestre :

GGVS/ADR : Produit non dangereux.

GGVE/RID train : Produit non dangereux.

14.2 Transport maritime :

IMDG/GGV : Produit non dangereux.

14.3 Transport aérienne :

ICAO/IATA-DGR : Produit non dangereux.

## 15. Renseignements réglementaires

15.1 Étiquetage : Aucun symbole de produit dangereux ne doit apparaître  
sur l'étiquette du produit.

## 16. Autres renseignements

Les renseignements contenus dans le présent document sont basés sur  
notre connaissance actuelle du produit. Par conséquent, ils ne constituent  
pas une garantie quant aux propriétés spécifiques du produit ni à son  
adaptabilité pour une application particulière.

Révision : *Novembre 2020*

# Fiche signalétique EasySoft Liner<sup>MC</sup> Adhésif

## 1. Identification de la substance/préparation et du fabricant

### 1.1 Description du produit

Nom commercial : **EasySoft liner Adhesive**

### 1.2 Distributeur :

Karlin Dental Distributors Inc. 211 Bowes Rd., Vaughan, Ontario  
L4K 1H8, Canada Tel: 1-877-922-2622 Téléphone: 1-800-661-7429  
Fax:(905)532-0704 <https://www.easysoftliner.com>

## 2. Identification des dangers

Si utilisé selon les directives: aucun  
Extrêmement inflammable.  
Irritant pour les yeux et la peau.

## 3. Composition/information on ingrédients

### 2.1 Caractéristiques chimiques:

méthacrylate de polyméthyle – copolymère – acétate d'éthyle

## 4. Mesures de premiers soins

**4.1 Inhalation:** Diriger la victime dans un endroit aérée; demeurer calme.

**4.2 Contact cutané:** Laver avec du savon et de l'eau. Retirer les vêtements contaminés.

**4.3 Contact oculaire:** Rincer abondamment avec de l'eau et appeler un médecin.

**4.4 Ingestion:** Communiquer immédiatement avec un médecin. Boire beaucoup d'eau.

## 5. Mesures de lutte contre le feu

5.1 Agent extincteur :  
Extincteur à poudre chimique, mousse.

## 6. Mesures en cas de déversement accidentel

**6.1 Précautions individuelles:** Assurer une aération adéquate.

Tenir à l'écart de toute source de chaleur et ne pas fumer près du déversement. Ne pas inhaler les vapeurs.

**6.2 Précautions environnementales:** Ne pas éliminer de produits non contrôlés dans l'environnement.

**6.3 Méthodes pour le nettoyage et le ramassage:** Ramasser mécaniquement.

## 7. Manipulation et stockage

7.1 Manipulation : Assurer une aération adéquate. Tenir à l'écart de toute source de chaleur et ne pas fumer à proximité du produit.

7.2 Stockage : Maintenir le contenant bien fermé et stocker dans un endroit sombre et bien aéré. Ne frigorifiez pas.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection personnelle

8.1 Mesures de protection générales : Ne pas inhaler les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Apparence:

État physique: liquide  
Couleur: incolore  
Odeur: fruitée

### 9.2 Changements d'état physique:

Point d'ébullition : < 77°C / 171°F  
Point éclair : - 4°C / 25°F  
Température d'allumage : 460°C / 860°F  
Limite d'explosion : 2,1-11,5 (% par vol.)  
Tension de vapeur : 97 hPa  
Densité : 0,9 g/cm<sup>3</sup>  
Solubilité dans l'eau : insoluble (20°C / 68°F)

## 10. Stabilité et réactivité

10.1 Réactions dangereuses : Les vapeurs peuvent former un mélange explosif au contact de l'air.

## 11. Renseignements toxicologiques

11.1 Toxicité orale aiguë : DL50: > 5000 mg/kg rat.  
11.2 Irritant cutané : A un effet dégraissant sur la peau.  
11.3 Irritant oculaire : Irritations possibles.

## 12. Données écologiques

12.1 Précautions environnementales : Ne pas éliminer de produits non contrôlés dans l'environnement.

## 13. Méthodes d'élimination

13.1 Produit : Éliminer tout produit restant dans un centre de collecte des produits dangereux.

13.2 Emballage : Les emballages complètement vides peuvent être recyclés.

## 14. Renseignements sur le transport

14.1 Transport terrestre :

GGVS/ADR : classe 3 groupe d'emballage II

GGVE/RID : classe 3 groupe d'emballage II

14.2 Transport maritime :

IMDG/GGV : Code: 3

EmS : 3-07 groupe d'emballage II

14.3 Transport aérien :

ICAO/IATA-DGR: classe 3 groupe d'emballage II

14.4 Information additionnelle :

Numéro UN : 1173

Appellation technique correcte : acétate d'éthyle

## 15. Renseignements réglementaires

15.1 Symbole de danger : Mentions de danger

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
0624 Tenir à l'abri du soleil  
0533 Conserver à la température indiquée  
0626 Tenir à l'écart de la pluie



## 16. Autres renseignements

Les renseignements contenus dans le présent document sont basés sur notre connaissance actuelle du produit. Par conséquent, ils ne constituent pas une garantie quant aux propriétés spécifiques du produit ni à son adaptabilité pour une application particulière. Les résultats sont indiqués au meilleur de notre connaissance et sont sujets aux changements techniques liés au cadre de travail du développement du produit. Cependant, les utilisateurs doivent consulter et suivre toutes les recommandations et indications en lien avec tout emploi.

Révision: Novembre 2020

Fabriqué pour:

**Karlin**

**Dental Distributors**

211 Bowes Rd., Vaughan, Ontario  
L4K 1H8, Canada Tel: 1-877-922-2622